

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

DRAINAGE DE PLAIE ET LIGNE DE DRAINAGE "LUER LOCK"

REF NOS: BS-1000-01, BS-600-01

DRAINAGE DE PLAIE ET LIGNE DE DRAINAGE COMPATIBLE AVEC LE CATHÉTER PLEURX®\*

REF NOS: BS-1000-01P, BS-1000-01P

Distribué par:

Keir Surgical Ltd.

126-408 East Kent Ave S.

Vancouver, BC V5X 2X7

1-800-663-4525

[www.keirsurgical.com](http://www.keirsurgical.com)

### FICHE TECHNIQUE

- PVC de qualité médicale
- Non-pyroxène, Non toxique, Sans latex
- Plastique transparent gradué capacité récipient 600ml ou 1000ml
- Tube résistant (anti-kink) longueur 120cm avec contrôleur relié
- Contrôleur supplémentaire pour arrêter l'écoulement

### MODE D'EMPLOI

1. Inspecter l'emballage du produit pour vérifier son intégrité et sa date d'expiration, puis enlever le produit de l'emballage. Le sac intérieur est précoupé sur sa longueur au centre. Déchirer le sac sur la ligne précoupée pour avoir accès à la bouteille.
2. Examinez l'indicateur de vide bleu sur le haut de la bouteille. Cet indicateur vous indique s'il y a un vide dans la bouteille. L'indicateur devrait être vers le bas. Si l'indicateur est élevé, utiliser une autre unité.
3. Confirmez que la connexion entre la bouteille de drainage et la ligne d'extension est bien sécurisée en exerçant une torsion dans le sens des aiguilles d'une montre. [Remarque: les bouteilles compatibles avec les cathéters PleurX®\* sont connectés directement en haut de la bouteille, donc aucun connecteur ne sera présent et cette étape n'est pas nécessaire].
4. Assurez-vous que le clip de fermeture à rouleau ajustable est en position fermée (voir ③).
5. Retirez le capuchon du cathéter. connecter la ligne de drainage.
  - Ligne de drainage "Luer Lock" - Retirer le capuchon Luer de la conduite de drainage et aligner le raccord Luer rotatif bleu sur l'extrémité de la conduite de drainage avec le cathéter. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer.
  - Ligne de drainage compatible avec le cathéter PleurX®\* - Aligner l'embout de la ligne de drainage sur la connexion du cathéter. Insérer l'embout jusqu'à ce que vous entendiez ou sentiez un click.
6. Installer le dispositif d'aspiration sous vide en ouvrant le clip coulissant: d'abord, ouvrir le clip coulissant sur le tube élastique bleu sur la bouteille.
7. Puis relâcher le clip de fermeture à rouleau ajustable lentement qui est fixé sur le tube transparent afin de commencer la vidange du fluide, comme le montre ④. Le fluide commencera à couler dans le dispositif sous vide.

8. Après la procédure de drainage, fermez le premier dispositif de commande qui se trouve sur la ligne du tube transparent. Puis fermez la pince, qui est située sur le tube élastique bleu de la bouteille coulissante.
9. Évacuer l'ensemble conformément à la politique et la procédure d'installation.
10. Si un échantillon de liquide est nécessaire aux fins d'analyse, déconnectez la ligne de drainage sur le dessus de la bouteille et connectez-y une seringue pour effectuer le prélèvement. [Remarque: applicable uniquement aux bouteilles avec ligne de drainage "Luer Lock" qui ne sont pas connectées directement.]

